

Профессиональные холодильные
и морозильные шкафы для
лабораторий
2018



LIEBHERR

Качество, дизайн и инновации



Лабораторные холодильные и морозильные шкафы Liebherr


Наиболее строгие стандарты надежности, безопасности и постоянства температуры применяются к холодильным и морозильным шкафам в лабораториях и научно-исследовательских учреждениях. Лабораторные шкафы Liebherr оснащены разнообразными функциональными приспособлениями для оптимального хранения проб, препаратов и исследовательских материалов. Прецизионные электронные системы управления в сочетании с оптимальной изоляцией и динамической

системой охлаждения обеспечивают высокоточную регулировку температуры и оптимальные условия хранения продукции. Встроенные системы оптической и акустической сигнализации оповещают пользователя в случае отклонения температуры хранения от допустимых значений. Холодильные и морозильные шкафы Liebherr гарантируют Вам безопасность и надежность при хранении лабораторных и исследовательских материалов 24 часа в сутки и 365 дней в году.

Содержание

Лабораторные холодильные и морозильные шкафы	06
Лабораторные холодильные шкафы и лабораторные холодильники-морозильники с электронным управлением	12
Лабораторные холодильные и морозильные шкафы с электронным управлением и взрывобезопасным внутренним объемом	18
Лабораторные холодильные шкафы с механическим управлением и взрывобезопасным внутренним объемом	24
Лабораторные морозильные лари с температурой хранения до - 45 °С	28
Аксессуары	35

Шесть причин, после которых Вы отдадите предпочтение оборудованию Liebherr



Высочайшая эффективность

Морозильное оборудование Liebherr, разработанное специально для НИИ и лабораторий, обеспечивает постоянные температуры даже в экстремальных климатических условиях. Инновационные компоненты, более эффективные и безопасные для окружающей среды хладагенты, а также высокоточные системы управления гарантируют оптимальные условия хранения проб, химикалий и материалов для исследования. Дополнительное программное обеспечение для регистрации данных позволяет постоянно фиксировать динамику температуры, а в экстренном случае система аварийной сигнализации оповещает пользователя об отклонении температуры от заданного значения.

Рентабельность

Высокая мощность при низком потреблении энергии: прецизионное электронное управление, Динамическая система охлаждения и высокоэффективная изоляция позволяют снизить эксплуатационные затраты и являются экологически безопасными. Высокое качество оборудования гарантирует долговечность и функциональную надежность, а также бережное и экологически безвредное хранение продукции для лабораторий и НИИ.

Надежность

Все лабораторные устройства обеспечивают стабильность температуры согласно стандарту ISO 60068-3. Они разработаны специально для интенсивного профессионального использования и отличаются высокой прочностью и надежностью благодаря материалам высочайшего качества и тщательной обработке каждой детали. Превосходное качество оборудования доказано многократно в процессе сложных испытаний. Все электронные и холодильные компоненты настроены оптимально и с учетом потребностей в рамках профессиональной эксплуатации.

Удобство чистки

При проведении исследований или лабораторных опытов гигиене уделяется особое внимание. Поэтому оборудование Liebherr оснащено цельной внутренней камерой без стыков и швов, которая исключительно удобна для чистки. Герметичные прокладки утопленного монтажа предотвращают образование конденсата и накопление грязи и пыли. Прочные ролики позволяют легко и удобно проводить уборку под шкафами.

Безопасность

Лабораторное оборудование Liebherr отвечает самым строгим требованиям надежности и стабильности температуры и оснащено различными функциями защиты и оповещения: в случае отклонения температуры хранения от допустимых значений срабатывает сигнал оптического и акустического предупреждения. Лабораторные шкафы имеют беспотенциальные контакты для передачи аварийных сигналов во внешнюю систему аварийного предупреждения и дополнительно оснащены последовательным интерфейсом RS 485, что позволяет создать сеть, которая может объединить до 20 устройств в централизованную систему для регистрации данных и аварийной сигнализации. В случае сбоя электропитания электронная система (в моделях LKPv и LGPv) продолжает работать в течение последующих 72 часов от встроенного аккумулятора, что предотвращает потерю данных. Калибровка температуры обеспечивает особо точный контроль температуры.

Удобство обслуживания

При выборе материалов и разработке лабораторного оборудования Liebherr особый акцент сделан на долговечность, износостойкость и надежность. Превосходное качество и удобство обслуживания лабораторного оборудования доказано многократно в процессе сложных испытаний. В приборах с верхним расположением системы охлаждения ее элементы надежно установлены в верхней части лабораторного шкафа и легко доступны для обслуживания. Для большего удобства двери шкафов, открытые под углом 90°, остаются в статичном положении и закрываются автоматически, если угол открытия меньше 60°. Внутренняя камера исключительно удобна для чистки и позволяет регулировать высоту размещения решетчатых полок.

Обзор инноваций



Элементы системы охлаждения надежно установлены в верхней части лабораторного шкафа и легко доступны для обслуживания.



Во встроенной памяти регистрируется **максимальная и минимальная температура внутри холодильного шкафа**.



В лабораторных холодильных и морозильных шкафах предусмотрено гнездо диаметром 7,0 мм в верхней части устройства для установки **автономного датчика температуры**.

В случае сбоя электропитания встроенное устройство сигнализации переводится на **автономный режим работы (встроенный аккумулятор 12 В)**. Благодаря этому регистрация данных об изменениях внутренней температуры будет непрерывно **продолжаться встроенным устройством памяти** в течение последующих 72 часов после сбоя электропитания.



Гладкостенная внутренняя камера из высококачественной хромоникелевой стали отвечает требованиям для **оптимальной гигиены** и исключительно удобна для чистки.


Для увеличения **полезного объема** такие функциональные элементы, как вентиляторы и испарители, расположены **вне** холодильной камеры.



Для большего удобства **двери** шкафов, открытые под углом 90°, остаются в статичном положении и **закрываются автоматически**, если угол открытия составляет меньше 60°.



Электронная система управления с многоязычным пользовательским меню и встроенными часами реального времени позволяет задавать **температуру охлаждения с точностью до 0,1°C**.



При открытии двери в холодильных и морозильных шкафах по причине **воздухообмена возникает вакуум**, вследствие чего двери повторно открываются с трудом. **Уравнительный клапан** быстро компенсирует вакуум, и дверь открывается легко.

В лабораторных шкафах предусмотрен беспотенциальный контакт для **передачи аварийных сигналов** во внешнюю систему дистанционного предупреждения.

Динамическая система охлаждения с принудительной циркуляцией воздуха при помощи двух вентиляторов обеспечивает **максимальную стабильность температуры** внутри камеры.

Оптическая и акустическая **сигнализации** предупреждают пользователя в том случае, если **дверь остается открытой** более 1 минуты.



Циклы оттаивания и интервалы между ними стали значительно короче благодаря использованию контролируемого по времени размораживания горячим газом. Для дополнительной стабилизации температуры в процессе оттаивания, температура внутри камеры предварительно понижается для создания «запаса холода».

Встроенная система калибровки температуры предоставляет пользователю возможность точной регулировки температуры в соответствии с конкретными задачами.

Модели LKPv и LGPv **оснащены серийно роликами**, которые обеспечивают легкое перемещение шкафов в помещении и значительно облегчают уборку под шкафами.



LKPv 6520

Качество во всем, вплоть до мельчайших деталей


Холодильное оборудование серии MediLine оснащено множеством функций и систем, которые гарантируют оптимальную сохранность продукции и максимальную стабильность температуры хранения. Высококачественные материалы и их точная обработка,

высокоэффективные элементы охлаждения, система регистрации данных и аварийная сигнализация обеспечивают оптимальное хранение высокочувствительных проб, химикалий и исследовательских материалов.



Встроенное электронное управление.

Интуитивно понятная электронная система управления с многоязычным пользовательским меню и встроенными часами реального времени позволяет задавать температуру хранения с точностью до 0,1°C. Быстрому считыванию температуры способствуют большие размеры дисплея. В соответствии со строгими требованиями гигиены в лабораториях мембранная клавиатура идеально защищена от грязи и пыли и ее легко чистить.




Встроенные системы сигнализации.

Оптическая и акустическая сигнализации предупреждают пользователя об отклонениях температуры. В случае если дверь остается открытой более одной минуты, а также при сбое в электросети, срабатывает оповещение.

Встроенная память управления для хранения данных.

Минимальные и максимальные значения температуры могут храниться в памяти 41 день; встроенная память регистрирует и позволяет отображать последние три предупредительных сигнала об изменении температуры и сбоях электропитания.



Калибровка температуры по 1 контрольной точке.

С целью точного контроля температуры лабораторные приборы с электронной системой управления выполняют калибровку по 1 точке контроля. Это позволяет корректировать температуру внутри шкафа с учетом заданного и фактического значений температуры. Отклонения температуры хранения корректируются с точностью до 0,1°C.




Автономное питание электронной системы управления.

В случае сбоя электропитания в сети система управления продолжает работать от встроенного аккумулятора. Благодаря этому регистрация данных об изменениях внутренней температуры будет непрерывно продолжаться в течение последующих 72 часов. При этом сохраняется функция передачи данных при подключении внешних устройств сигнализации и регистрации.


Автономный датчик температуры.

В лабораторных холодильных и морозильных шкафах предусмотрено гнездо диаметром 7,0 мм в верхней части прибора для установки автономного датчика температуры.



Внешняя регистрация температурных данных и аварийных сигналов.

В лабораторных приборах предусмотрен беспотенциальный контакт для передачи аварийных сигналов во внешнюю систему дистанционного предупреждения. Более того, лабораторные шкафы оснащены последовательным интерфейсом RS 485, который пзволяет объединять до 20 устройств в единую сеть с централизованной системой документирования данных и аварийной сигнализации.



Максимальное постоянство температуры.

Динамическая система охлаждения с принудительной циркуляцией воздуха при помощи двух вентиляторов гарантирует максимальную стабильность температуры хранения. Очень короткие циклы оттаивания позволяют сохранять постоянную температуру внутри камеры даже в процессе размораживания. Все лабораторные приборы обеспечивают стабильность и постоянство температуры согласно стандарту ISO 60068-3.

Преимущество оттаивания горячим газом

Интервал повышения температуры существенно сокращается



Энергоэффективная система оттаивания горячим газом.

Цикл оттаивания и интервалы между циклами оттаивания стали значительно короче: электронная система рассчитывает оптимальные циклы оттаивания в зависимости от времени работы компрессора. Цикл оттаивания длится всего 8 минут для лабораторных холодильных шкафов и 12 минут для лабораторных морозильных шкафов. Для дополнительной стабилизации температуры в процессе оттаивания, температура внутри камеры предварительно понижается.



Универсальная внутренняя камера.

U-образные направляющие можно легко переставлять по высоте, а решетчатые полки с пластифицированным покрытием обеспечат стабильное хранение продукции. Гигиена Плюс: внутренняя камера без швов и стыков из высококачественной хромоникелевой стали исключительно удобна для чистки.

Лабораторные холодильные шкафы

Лабораторные морозильные шкафы



Лабораторные холодильные и морозильные шкафы	
Общий объем	
Наружные размеры, мм (Ш/Г/В)	
Внутренние размеры, мм (Ш/Г/В)	
Потребление энергии за год ¹	
Температура окружающей среды	
Хладагент	
Уровень шума	
Напряжение/сила тока	
Система охлаждения/ метод размораживания	
Диапазон температур	
Температурный градиент*/ макс. колебание**	
Материал/цвет корпуса	
Материал двери/ крышки	
Материал отделки внутреннего корпуса	
Тип управления	
Индикатор температуры	
Сигнализация сбоя сетевого питания	
Сигнализация	
Интерфейс/беспотенциальный контакт	
Внутреннее освещение	
Количество полок	
Полезная площадь полок, мм (Ш/Г)	
Материал полок	
Допустимая нагрузка на полку	
Ролики	
Ручка	
Замок	
Двери самозакрывающиеся	
Сторона открывания двери	
Вес брутто/ нетто	
Аксессуары	
Решетчатая полка с пластифицированным покрытием	
Шина опорная U-образная правосторонняя	
Шина опорная U-образная левосторонняя	
Педаль для открывания	
RS 485/RS 232, программная регистр. данных	
Датчик с отрицат. температур. коэф. для опред. т-ры продуктов	
Также доступна модель	

LKPv 1423 MediLine	LKPv 8420 MediLine	LKPv 6523 MediLine	LKPv 6520 MediLine
1361 л	856 л	597 л	597 л
1430/830/2150	790/980/2150	700/830/2150	700/830/2150
1236/650/1500	620/850/1550	533/650/1500	533/650/1550
820 кВт.ч	603 кВт.ч	571 кВт.ч	497 кВт.ч
от +10°C до +40°C	от +10°C до +40°C	от +10°C до +40°C	от +10°C до +40°C
R 290	R 290	R 290	R 290
58 дБ(А)	58 дБ(А)	58 дБ(А)	58 дБ(А)
220–240В~/3.0 А	220–240В~/2.0 А	220–240В~/2.0 А	220–240В~/2.0 А
Динамическая/ автоматический	Динамическая/ автоматический	Динамическая/ автоматический	Динамическая/ автоматический
от 0°C до +16°C	от –2°C до +16°C	от 0°C до +16°C	от –2°C до +16°C
3,8°C/3,9°C	2,1°C/1,8°C	2,4°C/1,6°C	1,8°C/1,0°C
Сталь/белый	Сталь/белый	Сталь/белый	Сталь/белый
Дверь со стеклопакетом	Сталь	Дверь со стеклопакетом	Сталь
Хромоникелевая сталь	Хромоникелевая сталь	Хромоникелевая сталь	Хромоникелевая сталь
Электронное управление	Электронное управление	Электронное управление	Электронное управление
Наружный цифровой	Наружный цифровой	Наружный цифровой	Наружный цифровой
При сбое напряжения в сети на 72 ч	При сбое напряжения в сети на 72 ч	При сбое напряжения в сети на 72 ч	При сбое напряжения в сети на 72 ч
Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая
RS 485/да	RS 485/да	RS 485/да	RS 485/да
Светодиодное освещение с отдельным выключателем		Светодиодное освещение с отдельным выключателем	
8	4	4	4
1236/640	620/800	533/650	533/650
Решетки с пластифицированным покрытием	Решетки с пластифицированным покрытием	Решетки с пластифицированным покрытием	Решетки с пластифицированным покрытием
60 кг	60 кг	60 кг	60 кг
Поворотные ролики со стопором	Поворотные ролики со стопором	Поворотные ролики со стопором	Поворотные ролики со стопором
спереди, поворотные ролики сзади	спереди, неповоротные ролики сзади	спереди, неповоротные ролики сзади	спереди, неповоротные ролики сзади
Ручка-профиль	Ручка-профиль	Ручка-профиль	Ручка-профиль
Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Да	Да	Да	Да
Левая перенавешиваемая/правая н.	Правая, перенавешиваемая	Правая, перенавешиваемая	Правая, перенавешиваемая
271/226 кг	183/152 кг	167/141 кг	158/132 кг
7112393	7113643	7112393	7112393
9001761	9005089	9001761	9001761
9001757	9005077	9001757	9001757
9590639	9590659	9590659	9590659
9590387	9590387	9590387	9590387
9590407	9590407	9590407	9590407
LKPv 1420 с глухой дверью			

LGPv 1420 MediLine	LGPv 8420 MediLine	LGPv 6520 MediLine
1361 л	856 л	597 л
1430/830/2150	790/980/2150	700/830/2150
1236/650/1550	620/850/1550	533/650/1550
2654 кВт.ч	1739 кВт.ч	1367 кВт.ч
от +10°C до +35°C	от +10°C до +35°C	от +10°C до +35°C
R 290	R 290	R 290
60 дБ(А)	60 дБ(А)	60 дБ(А)
220–240В~/4.5 А	220–240В~/4.0 А	220–240В~/4.0 А
Динамическая/ автоматический	Динамическая/ автоматический	Динамическая/ автоматический
от –9°C до –26°C	от –9°C до –35°C ²	от –9°C до –35°C ²
4,3°C/6,7°C	4,5°C/5,7°C	2,9°C/3,6°C
Сталь/белый	Сталь/белый	Сталь/белый
Сталь	Сталь	Сталь
Хромоникелевая сталь	Хромоникелевая сталь	Хромоникелевая сталь
Электронное управление	Электронное управление	Электронное управление
Наружный цифровой	Наружный цифровой	Наружный цифровой
При сбое напряжения в сети на 72 ч	При сбое напряжения в сети на 72 ч	При сбое напряжения в сети на 72 ч
Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая
RS 485/да	RS 485/да	RS 485/да
8	4	4
1236/640	620/800	533/650
Решетки с пластифицированным покрытием	Решетки с пластифицированным покрытием	Решетки с пластифицированным покрытием
60 кг	60 кг	60 кг
Поворотные ролики со стопором	Поворотные ролики со стопором	Поворотные ролики со стопором
спереди, поворотные ролики сзади	спереди, неповоротные ролики сзади	спереди, неповоротные ролики сзади
Ручка-профиль	Ручка-профиль	Ручка-профиль
Встроенный	Встроенный	Встроенный
Да	Да	Да
Левая перенавешиваемая/правая н.	Правая, перенавешиваемая	Правая, перенавешиваемая
262/219 кг	189/157 кг	165/138 кг
7112393	7113643	7112393
9001761	9005089	9001761
9001757	9005077	9001757
9590639	9590659	9590659
9590387	9590387	9590387
9590407	9590407	9590407

¹ Измерено при температуре окружающей среды +25°C и заданной температуре +5°C для холодильных шкафов и -20°C – для морозильных
² Температурный диапазон действителен при температуре окружающей среды до +30°C

* Температурный градиент согласно определению EN60068-3 – это пространственное распределение температур в диапазоне между самой теплой и самой холодной точками измерения, с учетом погрешности измерения.
** Максимальное колебание согласно определению EN 60068-3 – это временное изменение температуры в точке измерения с наибольшей разницей за период измерения.

Обзор инноваций



Беспотенциальный контакт для передачи аварийных сигналов во внешнюю систему аварийного предупреждения.



Внутренняя камера из полистирола без швов и стыков не требует особого ухода и оптимальна для гигиенической чистки.



Прочные решетчатые полки с пластифицированным покрытием способны выдерживать нагрузки до 45 кг, легко переставляются по высоте и извлекаются из шкафа при открытии двери только на 90°.

Гнездо для установки дополнительного датчика температуры с отрицательным ТКС или автономного датчика температуры PT 100, или аналогичного измерительного устройства.



Прецизионная электронная система управления имеет встроенную память хранения данных. В памяти регистрируются, в том числе, минимальные и максимальные значения температуры внутри камеры.



Прецизионная электронная система управления с цифровым индикатором температуры позволяет с точностью до градуса настраивать нужную температуру. Встроенная память хранения данных регистрирует последние три предупредительных сигнала об изменении температуры и сбоях электропитания с указанием даты, времени и длительности сбоев. Функция AlarmLog позволяет выбрать требуемые данные и отобразить их на дисплее.


Эффективная внутренняя светодиодная подсветка с отдельным выключателем в моделях лабораторных холодильных шкафов LKv 3913 и LKUv 1613 со стеклянной дверью.

Калибровка с использованием 1 точки контроля для точной настройки температуры. Это позволяет корректировать температуру внутри шкафа с учетом заданного и фактического значений.

Дверь закрывается автоматически, чтобы избежать излишней потери холода и тем самым обеспечить стабильность температуры хранения в шкафах. Высокопрочный встроенный замок надежно защищает пробы, химикалии и реактивы от несанкционированного доступа.


Динамическая система охлаждения в комбинации с прецизионной электронной системой управления обеспечивает максимальную стабильность и высокое постоянство температуры внутри камеры.

Перенавешиваемые дверные петли в моделях LKv, LKUv, LGv, LCv позволяют с учетом индивидуальных потребностей изменить сторону открывания двери шкафа. Уплотнитель двери можно также сменить без труда.




Качество во всем, вплоть до мельчайших деталей


Лабораторные холодильные шкафы линии MediLine от Liebherr – это идеальное решение для установки оборудования в помещении с ограниченной площадью или под столешницу. В ассортименте есть отдельно стоящие и встраиваемые холодильные шкафы со стеклянной или глухой дверью. Прецизионная электронная система управления позволяет с высокой точностью настраивать температуру хранения. Динамическая система охлаждения обеспечивает высокое постоянство температур. Встроенные системы сигнализации гарантируют надежное хранение.



Внешняя регистрация температурных данных и аварийных сигналов.
Лабораторные приборы оборудованы беспотенциальными контактами для передачи аварийных сигналов во внешнюю систему аварийного предупреждения. Кроме того, холодильные шкафы имеют последовательный интерфейс RS 485, который используется для централизованной регистрации температурных данных и случаев срабатывания аварийной сигнализации. Программное обеспечение для регистрации данных LTM поставляется дополнительно по запросу заказчика.



Максимальное постоянство температуры.
Динамическая система охлаждения в комбинации с прецизионной электронной системой управления обеспечивают максимальную стабильность температуры внутри камеры. Все лабораторные приборы гарантируют оптимальное постоянство температуры согласно стандарту ISO 60068-3.



Защитное устройство.
Для того, чтобы в аварийной ситуации температура в холодильных шкафах не опускалась ниже + 2°C, и для предотвращения порчи продуктов, чувствительных к воздействию температуры, приборы для лабораторий оборудованы дополнительным защитным устройством.



Автономный датчик температуры.
В лабораторных приборах на задней стенке предусмотрено гнездо диаметром 10 мм для дополнительной установки внутри шкафа автономного датчика температуры.



Лабораторные холодильные шкафы с электронным управлением	LKv 5710 MediLine	LKv 3913 MediLine	LED	LKv 3910 MediLine
Общий / полезный объем	583/437 л	360/344 л		360/344 л
Наружные размеры, мм (Ш/Г/В)	747 / 750 / 1844	597 / 615 / 1840		597 / 615 / 1840
Внутренние размеры, мм (Ш/Г/В)	634/538/1500	440/435/1635		440/435/1635
Потребление энергии за год ¹	438 кВт.ч	480 кВт.ч		309 кВт.ч
Температура окружающей среды	от +10°C до +35°C	от +10°C до +35°C		от +10°C до +35°C
Хладагент	R 600a	R 600a		R 600a
Уровень шума	52 дБ(А)	48 дБ(А)		48 дБ(А)
Напряжение/ сила тока	220–240В~ /1.0 А	220–240В~ /1.5 А		220–240В~ /1.5 А
Система охлаждения	Динамическая	Динамическая		Динамическая
Метод размораживания	Автоматический	Автоматический		Автоматический
Диапазон температур	от +3°C до +16°C	от +3°C до +16°C		от +3°C до +16°C
Температурный градиент*/ макс. колебание**	3,8°C/3,1°C	5,6°C/4,7°C		4,1°C/3,6°C
Материал/цвет корпуса	Сталь/белый	Сталь/белый		Сталь/белый
Материал двери/крышки	Сталь	Дверь со стеклопакетом		Сталь
Материал отделки внутреннего корпуса	Пластик, белый	Пластик, белый		Пластик, белый
Тип управления	Электронное управление	Электронное управление		Электронное управление
Индикатор температуры	Наружный цифровой	Наружный цифровой		Наружный цифровой
Сигнализация сбоя сетевого питания	При восстановлении напряжения в сети	При восстановлении напряжения в сети		При восстановлении напряжения в сети
Сигнализация	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая		Оптическая и акустическая
Интерфейс/беспотенциальный контакт	RS 485/да	RS 485/да		RS 485/да
Внутреннее освещение		Светодиодное освещение с отдельным выключателем		
Количество полок	5	5		5
Полезная площадь полок, мм (Ш/Г)	634/518	440/420		440/420
Материал полок	Решетки с пластифицированным покрытием	Решетки с пластифицированным покрытием		Решетки с пластифицированным покрытием
Допустимая нагрузка на полку	60 кг	45 кг		45 кг
Ручка	Эргономичная ручка-рейлинг	Эргономичная ручка-рейлинг		Эргономичная ручка-рейлинг
Замок	Встроенный	Встроенный		Встроенный
Двери самозакрывающиеся	Да	Да		Да
Сторона открывания двери	Правая, перенавешиваемая	Правая, перенавешиваемая		Правая, перенавешиваемая
Вес брутто/нетто	98/91 кг	88/82 кг		70/65 кг
Аксессуары				
Решетчатая полка с пластифицированным покрытием	7113485	7112313		7112313
Защитная панель испарителя, белая		9590241		9590241
Ножки регулируемые		9590231		9590231
RS 485/RS 232, программная регистр. данных	9590387	9590387		9590387
Замки специальные (до 10 вариаций)		по запросу		по запросу
Педаль для открывания	9094579			
Шины роликовые		9590380		9590380

¹ Измерено при температуре окружающей среды +25°C и заданной температуре +5°C для холодильных шкафов, и -20°C – для морозильных

* Температурный градиент согласно определению EN60068-3 – это пространственное распределение температур в диапазоне между самой теплой и самой холодной точками измерения, с учетом погрешности измерения.

** Максимальное колебание согласно определению EN 60068-3 – это временное изменение температуры в точке измерения с наибольшей разницей за период измерения.



Лабораторные холодильные шкафы с электронным управлением	LKUv 1613 MediLine	LKUv 1610 MediLine	LGv 5010 MediLine
Общий / полезный объем	141 / 130 л	141 / 130 л	478 / 337 л
Наружные размеры, мм (Ш/Г/В)	597 / 615 / 825	597 / 615 / 825	747 / 750 / 1844
Внутренние размеры, мм (Ш/Г/В)	440 / 435 / 670	440 / 435 / 670	602 / 520 / 1224
Потребление энергии за год ¹	369 кВт.ч	273 кВт.ч	1245 кВт.ч
Температура окружающей среды	от +10°C до +35°C	от +10°C до +35°C	от +16°C до +35°C
Хладагент	R 600a	R 600a	R 290
Уровень шума	47 дБ(А)	47 дБ(А)	55 дБ(А)
Напряжение/сила тока	220–240В~/ /1.0 А	220–240В~/ /1.0 А	220–240В~/ /3.0 А
Система охлаждения/ метод размораживания	Динамическая/ автоматический	Динамическая/ автоматический	Динамическая/ автоматический
Диапазон температур	от +3°C до +16°C	от +3°C до +16°C	от –9°C до –35°C
Температурный градиент*/ макс. колебание**	5,1°C/4,9°C	4,3°C/4,6°C	5,8°C/4,9°C
Материал/цвет корпуса	Сталь/белый	Сталь/белый	Сталь/белый
Материал двери/крышки	Дверь со стеклопакетом	Сталь	Сталь
Материал отделки внутреннего корпуса	Пластик, белый	Пластик, белый	Пластик, белый
Тип управления	Электронное управление	Электронное управление	Электронное управление
Индикатор температуры	Наружный цифровой	Наружный цифровой	Наружный цифровой
Сигнализация сбоя сетевого питания	При восстановлении напряжения в сети	При восстановлении напряжения в сети	При восстановлении напряжения в сети
Сигнализация	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая
Интерфейс/беспотенциальный контакт	RS 485/да	RS 485/да	RS 485/да
Внутреннее освещение	Светодиодное освещение с отдельным выключателем		
Количество полок	3	3	
Полезная площадь полок, мм (Ш/Г)	440/420	440/420	602/485
Материал полок	Решетки с пластифицированным покрытием	Решетки с пластифицированным покрытием	Решетки с пластифицированным покрытием
Допустимая нагрузка на полку	45 кг	45 кг	60 кг
Ручка	Эргономичная ручка-рейлинг	Эргономичная ручка-рейлинг	Эргономичная ручка-рейлинг
Замок	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Двери самозакрывающиеся	Да	Да	Да
Сторона открывания двери	Правая, перенавешиваемая	Правая, перенавешиваемая	Правая, перенавешиваемая
Вес брутто/нетто	46/43 кг	39/36 кг	120/113 кг
Аксессуары			
Решетчатая полка с пластифицированным покрытием	7112313	7112313	7112059
Белая соединительная рама	9876687	9876687	
Шины роликовые	9590521	9590521	
Защитная панель испарителя, белая	9590523	9590523	
Датчик с отрицат. температ. коэф. для опред. т-ры продуктов			9591493
RS 485/RS 232, программная регистр. данных	9590387	9590387	9590387
Педаль для открывания			9094579
Замки специальные (до 10 вариаций)	по запросу	по запросу	



Лабораторные холодильники-морозильники с электронным управлением	LCv 4010 MediLine
Общий / полезный объем	254 / 240 л
Общий / полезный объем	107 / 105 л
Наружные размеры, мм (Ш/Г/В)	597 / 615 / 2003
Внутренние размеры, мм (Ш/Г/В)	440 / 441 / 1105
Внутренние размеры, мм (Ш/Г/В)	431 / 435 / 597
Потребление энергии за год ¹	657 кВт.ч
Температура окружающей среды	от +10°C до +35°C
Хладагент	R 600a
Уровень шума	52 дБ(А)
Напряжение/сила тока	220–240В~/ /1.5 А
Система охлаждения	Динамическая/ статическая
Метод размораживания	Автоматический/ ручной
Диапазон температур	от +3°C до +16°C / от –9°C до –30°C
Температурный градиент*	5,2°C/7,9°C
Максимальное колебание**	5,7°C/5,5°C
Материал/цвет корпуса	Сталь/белый
Материал двери/крышки	Сталь
Материал отделки внутреннего корпуса	Пластик, белый
Тип управления	Электронное управление
Индикатор температуры	Наружный цифровой
Сигнализация сбоя сетевого питания	При восстановлении напряжения в сети
Сигнализация	Оптическая и акустическая
Интерфейс/беспотенциальный контакт	RS 485/да
Количество полок	4
Полезная площадь полок, мм (Ш/Г)	440/409
Материал полок	Решетки с пластифицированным покрытием/стекло
Допустимая нагрузка на полку	45 кг / 24 кг
Выдвижные контейнеры	3
Ручка	Эргономичная ручка-рейлинг
Замок	Встроенный
Двери самозакрывающиеся	Да
Сторона открывания двери	Правая, перенавешиваемая
Вес брутто/ нетто	90/84 кг
Аксессуары	
Решетчатая полка с	
пластифицированным покрытием	7112313
Защитная панель испарителя, белая	9590391
Датчик с отрицат. температ. коэф. для опред. т-ры продуктов	9590407
RS 485/RS 232, программная регистр. данных	9590387
Шины роликовые	9590380
Замки специальные (до 10 вариаций)	по запросу

* Температурный градиент согласно определению EN60068-3 – это пространственное распределение температур в диапазоне между самой теплой и самой холодной точками измерения, с учетом погрешности измерения.
** Максимальное колебание согласно определению EN 60068-3 – это временное изменение температуры в точке измерения с наибольшей разницей за период измерения.

Обзор инноваций



В лабораторных приборах с электронным управлением предусмотрен беспотенциальный контакт для **передачи аварийных сигналов** во внешнюю систему дистанционного предупреждения.



Гнездо для дополнительной установки **автономного датчика температуры** (например, датчика температуры с отрицательным ТКС или аналогичных измерительных устройств).



Внутренняя камера из полистирола без швов и стыков не требует особого ухода и оптимальна для гигиенической чистки.



В лабораторных холодильных шкафах с взрывобезопасным внутренним объемом **стеклянные полки легко переставляются по высоте** и извлекаются из шкафа при открытии двери всего на 90°.



В моделях LCexv для **выдвижных контейнеров** предусмотрены боковые ручки-захваты, которые позволяют легко извлекать контейнеры. Выдвижные контейнеры имеют прозрачную переднюю стенку, позволяющую **видеть** хранящиеся внутри **вещества**.



Высокопрочный **встроенный замок** надежно защищает содержимое от несанкционированного доступа.



LCexv 4010


Электронное управление с цифровым индикатором температуры позволяет с точностью до градуса настраивать **нужную температуру**. Ее считыванию способствуют большие размеры дисплея.



Все лабораторные холодильные и морозильные шкафы с **взрывобезопасным внутренним объемом** прошли испытания в соответствии с Директивой 2014/34/EU (ATEX).



Прецизионная электронная система управления имеет **встроенную память хранения данных**. В памяти регистрируются, в том числе, минимальные и максимальные значения температуры внутри камеры.



Для лабораторных приборов с **электронной системой управления** для точной настройки температуры предусмотрена **калибровка с использованием 1 точки контроля**. Это позволяет корректировать температуру внутри шкафа с учетом заданного и фактического значений.

Динамическая система охлаждения в комбинации с **прецизионной электронной системой управления** обеспечивает максимальную стабильность и высокое постоянство температуры внутри камеры.

Дверь закрывается автоматически, чтобы избежать излишней потери холода и тем самым обеспечить стабильность температуры хранения. Высокопрочный **встроенный замок** надежно защищает пробы, химикаты и реактивы от несанкционированного доступа.



Перенавешиваемые дверные петли в моделях LCexv, LKexv, LKUexv, LGexv, LGUexv позволяют с учетом индивидуальных потребностей изменить сторону открывания двери шкафа. **Уплотнитель двери** можно также **сменить** без труда.



Качество во всем, вплоть до мельчайших деталей

Специально для хранения взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, например, в химической промышленности или в специальных лабораториях Liebherr предлагает лабораторные холодильные и морозильные шкафы с взрывобезопасным внутренним объемом. Внутренние камеры приборов отвечают требованиям по безопасности Директивы 2014/34/EU (ATEX) и




Сертификация соответствия ATEX.
Все лабораторные приборы с взрывобезопасным внутренним объемом прошли испытания в соответствии с Директивой 2014/34/EU (ATEX). Лабораторные холодильные и морозильные шкафы с взрывобезопасным внутренним объемом соответствуют классификации II 3G Ex nA II T6 и пригодны для хранения взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ в закрытых контейнерах.




Электронная система управления.
Электронная система управления с цифровым индикатором температуры позволяет задавать температуру охлаждения с высокой точностью. Быстрому считыванию температуры способствуют большие размеры дисплея. Рабочее состояние устройства отображается на дисплее в виде символов; мигающие сигналы красного цвета позволяют быстро обратить внимание пользователя на наступление аварийной ситуации — отклонения температуры хранения от допустимых значений. В соответствии со строгими требованиями гигиены в лаборатории, электронная система управления встроена вровень с поверхностью и оснащена мембранной клавиатурой.


прошли проверку соответствия согласно стандартам EN 1127-1 и IEC 60079-0 и/или IEC 60079-15 в лаборатории по проверке соответствия ATEX electro-suisse – SEV (Швейцарская ассоциация развития электротехнических, электроэнергетических и информационных технологий).



Калибровка температуры по 1 точке контроля.
С целью точного контроля температуры лабораторные приборы с электронной системой управления выполняют калибровку по 1 точке контроля. Это позволяет корректировать температуру внутри устройства с учетом заданного и фактического значений температуры. Отклонения температуры хранения корректируются с точностью до 0,1°C.




Внешняя регистрация температурных данных и аварийных сигналов.
Лабораторные приборы оборудованы беспотенциальными контактами для передачи аварийных сигналов во внешнюю систему аварийного предупреждения. Кроме того, холодильные шкафы имеют последовательный интерфейс RS 485, который используется для централизованной регистрации температурных данных и случаев срабатывания аварийной сигнализации. Программное обеспечение для регистрации данных LTM поставляется дополнительно по запросу заказчика.



Встроенные системы сигнализации.
Системы оптической и акустической сигнализации оповещают пользователя в случае отклонения температуры хранения или в случае открытой двери шкафа. Все параметры срабатывания предупредительного сигнала можно настраивать индивидуально. Таким образом, время срабатывания сигнала открытой двери шкафа можно установить индивидуально в диапазоне от 1 до 5 минут. Кроме того, лабораторные приборы с электронной системой управления оснащены оптическим сигналом сбоя электропитания, а также сигналом о неисправности датчика температуры.



Встроенная память для хранения данных.
Электронное управление для хранения данных оснащается встроенной памятью, в которой регистрируются минимальные и максимальные значения температуры, а также последние три предупредительных сигнала об изменении температуры и сбоях электропитания с указанием даты, времени и длительности сбоев. Такие данные могут быть отображены на дисплее.



Максимальное постоянство температуры.
Системы охлаждения лабораторных холодильных и морозильных шкафов в комбинации с прецизионной электронной системой управления обеспечивают максимальную стабильность температуры внутри камеры. Лабораторное оборудование дополнительно оснащено защитным термореле, которое в случае сбоя в электросети или неисправности не допускает падения температуры ниже +2°C. Все лабораторные приборы с электронной системой обеспечивают максимальную стабильность температуры и оптимальное постоянство температуры согласно стандарту ISO 60068-3.



Прочные стеклянные полки.
Прочные стеклянные полки легко переставляются по высоте и без труда извлекаются из шкафа при открытии двери только на 90°. Они обеспечивают надежное хранение охлажденной продукции и способны выдерживать нагрузки до 40 кг (холодильные камеры) и 24 кг (морозильные камеры).

Автономный датчик температуры.
В лабораторных приборах с электронной системой управления на задней стенке предусмотрено гнездо диаметром 10 мм для дополнительной установки внутри шкафа автономного датчика температуры.



Лабораторный холодильник-морозильник с электронным управлением и взрывобезопасным внутренним объемом

Общий / полезный объем	холод. камеры
Общий / полезный объем	морозильн. камеры
Наружные размеры, мм (Ш/Г/В)	
Внутренние размеры, мм (Ш/Г/В)	холод. камеры
Внутренние размеры, мм (Ш/Г/В)	морозильн. камеры
Потребление энергии за год ¹	
Температура окружающей среды	
Хладагент	
Уровень шума	
Напряжение/сила тока	
Система охлаждения	холод. /морозильн. камеры
Метод размораживания	холод. /морозильн. камеры
Диапазон температур	холод. /морозильн. камеры
Температурный градиент*	холод. /морозильн. камеры
Максимальное колебание**	холод. /морозильн. камеры
Материал /цвет корпуса	
Материал двери /крышки	
Материал отделки внутреннего корпуса	
Тип управления	
Индикатор температуры	
Сигнализация сбоя сетевого питания	
Сигнализация	
Интерфейс/беспотенциальный контакт	
Количество полок	холод. камеры
Полезная площадь полок, мм (Ш/Г)	холод. камеры
Материал полок	холод. /морозильн. камеры
Допустимая нагрузка на полку	холод. /морозильн. камеры
Выдвижные контейнеры	морозильн. камеры
Ручка	
Замок	
Двери самозакрывающиеся	
Сторона открывания двери	
Вес брутто/нетто	
Аксессуары	
Стекланная полка	
Датчик с отрицат. температ. коэф. для опред. т-ры продуктов	
RS 485/RS 232, программная регистр. данных	
Шины роликовые	
Замки специальные (до 10 вариаций)	

¹ Измерено при температуре окружающей среды +25°С и заданной температуре +5°С для холодильных шкафов, и -20°С – для морозильных



LKexv 3910 MediLine **LKUexv 1610** MediLine **LGex 3410** MediLine **LGUex 1500** MediLine

360/344 л	141 /130 л	310/284 л	139/129 л
597 /615/1840	597 /615/825	597 /615/1840	597 /615/825
440/435/1635	440/435/670	420/400/1587	454/450/663
316 кВт.ч	315 кВт.ч	478 кВт.ч	338 кВт.ч
от +10°С до +35°С	от +10°С до +35°С	от +10°С до +35°С	от +10°С до +35°С
R 600a	R 600a	R 600a	R 600a
48 дБ(А)	47 дБ(А)	45 дБ(А)	45 дБ(А)
220–240В~ /1.5 А	220–240В~ /1.0 А	220–240В~ /1.5 А	220–240В~ /1.0 А
Динамическая / автоматический	Динамическая / автоматический	Статическая / ручной	Статическая / ручной
от +3°С до +16°С	от +3°С до +16°С	от –9°С до –30°С	от –9°С до –26°С
5,5°С/5,1°С	3,9°С/4,8°С	6,9°С/4,2°С	6,6°С/3,3°С
Сталь/белый	Сталь/белый	Сталь/белый	Сталь/белый
Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Пластик, белый	Пластик, белый	Пластик, белый	Пластик, белый
Электронное управление	Электронное управление	Электронное управление	Электронное управление
Наружный цифровой	Наружный цифровой	Наружный цифровой	Наружный цифровой
При восстановлении напряжения в сети	При восстановлении напряжения в сети	При восстановлении напряжения в сети	При восстановлении напряжения в сети
Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая
RS 485/да	RS 485/да	RS 485/да	RS 485/да
5	3		
440/420	440/420	420/400	454/450
Стекло	Стекло	Испарительные плиты	Испарительные плиты
40 кг	40 кг	24 кг	24 кг
		8/–	3/1
		185	149
Эргономичная ручка-рейлинг	Эргономичная ручка-рейлинг	Эргономичная ручка-рейлинг	Эргономичная ручка-рейлинг
Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Да	Да	Да	Да
Правая, перенавешиваемая	Правая, перенавешиваемая	Правая, перенавешиваемая	Правая, перенавешиваемая
74/68 кг	41/38 кг	91/86 кг	44/42 кг
9293629	9293629		
	9876687		9876687
9590380	9590521	9590380	9590521
9590241	9590523		
9590231		9590231	
9590145	9590145	9590145	9590145
9590387	9590387	9590387	9590387
по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

* Температурный градиент согласно определению EN60068-3 – это пространственное распределение температур в диапазоне между самой теплой и самой холодной точками измерения, с учетом погрешности измерения.
** Максимальное колебание согласно определению EN 60068-3 – это временное изменение температуры в точке измерения с наибольшей разницей за период измерения.

Обзор инноваций



Согласно требованиям Директивы ATEX 2014/34/EU на корпусе моделей LKexv имеется четкая и нестираемая маркировка, содержащая среди прочего **информацию о чистке прибора.**



Внутренняя камера из полистирола без швов и стыков не требует особого ухода и **оптимальна для гигиенической чистки.**



Прочные стеклянные полки легко переставляются по высоте и без труда извлекаются из шкафа при открытии двери только на 90°. Полки гарантируют надежное хранение предметов и выдерживают **нагрузку до 40 кг.**



Высокопрочный **встроенный замок** надежно защищает содержимое от несанкционированного доступа.



Герметичный слив талой воды в лабораторных приборах с взрывобезопасным внутренним объемом в соответствии с требованиями Директивы ATEX 2014/34/EU.



Перенавешиваемые дверные петли в моделях LKexv позволяют с учетом индивидуальных потребностей изменить сторону открывания двери шкафа. Уплотнитель двери можно также сменить без труда.



Качество во всем, вплоть до мельчайших деталей



Сертификация соответствия ATEX.
Согласно требованиям Директивы ATEX 2014/34/EU на корпусе моделей LKexv имеется четкая и нестираемая маркировка, содержащая среди прочего информацию о чистке устройства. Лабораторное оборудование с взрывобезопасным внутренним объемом соответствует классификации II 3G Ex nA II T6 и пригодно для хранения взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ в закрытых контейнерах.



Универсальная и гигиеничная внутренняя камера.
Внутренняя камера из полистирола без швов и стыков не требует особого ухода и оптимальна для гигиенической чистки. Литые направляющие надежно удерживают стеклянные полки и позволяют к тому же регулировать высоту их размещения.



Стеклянные полки.
Стеклянные полки гарантируют надежное хранение даже мелких предметов и выдерживают нагрузку до 40 кг.



Кювета для талой воды.
В соответствии с требованиями Директивы ATEX 2014/34/EU в лабораторных устройствах с взрывобезопасным внутренним пространством слив для талой воды, образующейся при оттаивании, герметизирован. Жидкость скапливается в кювете, которую необходимо регулярно осушать вручную.

Обзор инноваций




Оптическая и акустическая сигнализация предупреждают об отклонении температуры от **допустимых температурных значений**. Параметры срабатывания предупредительного сигнала о состоянии температуры можно настраивать индивидуально.

Встроенная в **электронную систему управления** память хранения данных регистрирует мин./макс. значения температуры, возникающие в результате возможных отклонений от заданной величины с указанием даты, времени и длительности сигнала. Более того, электронная система обеспечивает высокое постоянство температуры внутри камеры. Все лабораторные морозильные лари соответствуют стандарту ISO 60068-3.

Беспотенциальный контакт для передачи аварийных сигналов во **внешнюю систему аварийного предупреждения** в морозильных ларях.

Прецизионная электронная система управления с цифровым индикатором для высокой точности настройки температуры хранения. Электронная система расположена на **задней стенке ларя**, что позволяет устанавливать связь устройства с внешними системами.



Прецизионная электронная система управления обеспечивает **максимальную стабильность** и высокое **постоянство температуры** внутри камеры.




Встроенная в модели LGT **система StopFrost** уменьшает образование инея на стенках морозильного ларя и хранящихся препаратах, что позволяет реже производить оттаивание устройства. Кроме того, при открывании и закрывании крышки **возникающий** внутри ларя **вакуум** быстро компенсируется и крышка открывается без усилий.



Прочная, монолитная и гигиеничная **крышка**. Прочные шарнирные петли крышки способны выдерживать **высокие нагрузки** и рассчитаны на 50 тыс. открываний.

Алюминиевая ручка в моделях LGT отличается особенной прочностью и разработана специально для интенсивного использования. Все модели оборудованы **замками**.



Энергоэффективная внутренняя светодиодная подсветка интегрирована в крышку и обеспечивает **оптимальное освещение** внутренней камеры морозильного ларя.



Гнездо диаметром 10 мм для установки дополнительного **датчика температуры с отрицательным ТКС** или автономного датчика температуры PT 100 или аналогичного измерительного устройства.




В лабораторных морозильных ларях для точной настройки температуры предусмотрена **калибровка с использованием 1 точки контроля**.

Качество во всем, вплоть до мельчайших деталей

Liebherr производит морозильные лари с температурой хранения до -45°C в трех разных по размеру версиях, которые разработаны специально в соответствии с требованиями, предъявляемыми в лабораториях, НИИ, здравоохранении и промышленности. Калибровка температуры по 1 точке контроля обеспечивает высокое постоянство температуры внутри

камеры. Встроенные системы сигнализации, а также системы регистрации температурных данных и аварийных сигналов гарантируют надежное хранение проб, химикалий и материалов исследования.




Внешняя регистрация температурных данных и аварийных сигналов.

В лабораторных морозильных ларях предусмотрен беспотенциальный контакт для передачи аварийных сигналов во внешнюю систему дистанционного предупреждения. Кроме того, они имеют последовательный интерфейс RS 485, который используется для централизованной регистрации изменения температуры хранения и случаев срабатывания аварийной сигнализации.



Электронное управление.

Прецизионная электронная система управления с цифровым индикатором температуры позволяет с высокой точностью настраивать температуру хранения. Рабочее состояние устройства отображено на дисплее в виде символов. В соответствии со строгими требованиями гигиены лабораторного сектора электронная система встроена вровень с поверхностью и оснащена мембранной клавиатурой.



Калибровка температуры по 1 точке контроля.

С целью точного контроля температуры лабораторные морозильные лари выполняют калибровку по 1 точке контроля. Это позволяет корректировать температуру внутри прибора с учетом заданного и фактического значения температуры. Отклонения температуры хранения корректируются с точностью до 0,1°C.



Система StopFrost.

Встроенная в модели LGT система StopFrost предлагает существенные преимущества: во-первых, она уменьшает образование инея на стенках морозильного ларя и хранящихся препаратах, а во-вторых, позволяет реже производить оттаивание устройства. Кроме того, при открывании и закрывании крышки возникающий внутри ларя вакуум быстро компенсируется, и крышка лабораторного устройства открывается без усилий.



Встроенные системы сигнализации.

Системы оптической и акустической сигнализации оповещают пользователя в случае отклонения температуры хранения или в случае открытой двери шкафа. Все параметры срабатывания предупредительного сигнала можно настраивать индивидуально. Таким образом, время срабатывания сигнала при открытой крышке ларя можно установить индивидуально в диапазоне от 1 до 5 минут. Оптическая сигнализация сбоя в электросети, а также сигнализация неисправности температурного датчика обеспечивают дополнительную безопасность.




Встроенная память хранения данных.

Электронное управление оснащается встроенной памятью хранения данных, в которой регистрируются минимальные и максимальные значения температуры, а также последние три предупредительных сигнала об изменении температуры и сбоях электропитания с указанием даты, времени и длительности сбоев. Такие данные могут быть отображены на дисплее.



Автономный датчик температуры.

В лабораторных морозильных ларях на задней стенке предусмотрено гнездо диаметром 10 мм для дополнительной установки внутри ларя автономного датчика температур.



Максимальное постоянство температуры.

Система охлаждения в комбинации с прецизионным электронным управлением обеспечивает максимальную стабильность температуры внутри камеры. Все лабораторные морозильные лари гарантируют максимальную стабильность температуры и ее оптимальное постоянство согласно стандарту ISO 60068-3.



Аксессуары

Раздел: лабораторные холодильные и морозильные шкафы

U-образные направляющие и решетчатые полки с пластифицированным покрытием

Для большего удобства и при необходимости можно заказать дополнительные U-образные направляющие и решетчатые полки с пластифицированным покрытием. Прочные решетчатые полки способны выдерживать высокие нагрузки до 60 кг.



Интерфейсный преобразователь с программой регистрации данных

Специальный интерфейсный преобразователь с программой регистрации данных LTM позволяет вести централизованную регистрацию данных о температурных режимах и аварийных событиях в нескольких лабораторных шкафах, объединенных в единую сеть через последовательный интерфейс RS 485. В целом можно объединить в сеть до 20 лабораторных устройств с функцией централизованного мониторинга и регистрации параметров. В рамках дополнительной конфигурации системы информацию по аварийным сигналам и/или регулярные отчеты о состоянии системы можно направлять на макс. три электронных адреса. При помощи стандартного интерфейсного преобразователя возможно подключение объединенных в сеть устройств к персональному компьютеру через Wi-Fi или локальную сеть. Требования для установки программного обеспечения: ПК с операционной системой Windows®.



Датчик температуры с отрицательным ТКС

В качестве дополнительного комплекта оборудования для лабораторных приборов с электронным управлением предлагается датчик температуры с отрицательным ТКС для регистрации температуры хранения. Данные о температуре веществ могут быть считаны электронной системой или переданы на внешнюю систему документирования через интерфейс RS 485.



Педаль для открывания

Дополнительная ножная педаль позволяет вам удобно открывать дверь, когда руки заняты.



Раздел: лабораторные холодильные шкафы и лабораторные холодильники-морозильники с электронным управлением

Интерфейсный преобразователь с программой регистрации данных

Специальный интерфейсный преобразователь с программой регистрации данных LTM позволяет вести централизованную регистрацию данных о температурных режимах и аварийных событиях в нескольких лабораторных шкафах, объединенных в единую сеть через последовательный интерфейс RS 485. В целом можно объединить в сеть до 20 лабораторных приборов с функцией централизованного мониторинга и регистрации параметров. В рамках дополнительной конфигурации системы информацию по аварийным сигналам и/или регулярные отчеты о состоянии системы можно направлять на макс. три электронных адреса. При помощи стандартного интерфейсного преобразователя возможно подключение объединенных в сеть устройств к персональному компьютеру через Wi-Fi или локальную сеть. Требования для установки программного обеспечения: ПК с операционной системой Windows®.



Датчик температуры с отрицательным ТКС

В качестве дополнительного комплекта оборудования для лабораторных приборов с электронной системой управления предлагается датчик температуры с отрицательным ТКС для регистрации температуры хранения. Данные о температуре веществ могут быть считаны электронной системой или переданы на внешнюю систему документирования через интерфейс RS 485.



Аксессуары

Раздел: лабораторные холодильные шкафы и лабораторные холодильники-морозильники с электронным управлением

Замки специальные

Для защиты хранящейся продукции от несанкционированного доступа каждая модель лабораторного оборудования с интегрированной электронной системой управления по заказу пользователя может быть оснащена замками с 10 вариациями. При этом несколько устройств могут быть оснащены различными замками, что позволяет получить доступ к содержимому определенного прибора только компетентному персоналу.




Соединительная рама

В качестве аксессуара мы предлагаем соединительную раму для произвольного комбинирования моделей LKUv 1613, LKUv 1610, LKUexv 1610 и LGUex 1500. Это позволяет на малой площади размещать комбинации холодильных и морозильных шкафов или комбинации шкафов со стеклянной и глухой дверью.



Защитная панель испарителя

Для дополнительной безопасности возможен монтаж специальной защитной панели для испарителя. Панель предотвращает возможное подмерзание чувствительных к холоду препаратов и веществ в случае непосредственного соприкосновения с испарителем.



Педаль для открывания

Дополнительная ножная педаль позволяет вам удобно открывать дверь, когда руки заняты.



Шины роликовые и ножки регулируемые

Для упрощения и облегчения чистки модели можно дополнительно оснащать роликовыми направляющими высотой 30 мм или регулируемыми по высоте ножками. Высота ножек регулируется в пределах от 115 мм до 170 мм.



Полка решетчатая с пластифицированным покрытием

Для большего удобства и при необходимости можно заказать дополнительные решетчатые полки с пластифицированным покрытием. Прочные решетчатые полки способны выдерживать высокие нагрузки до 60 кг.



Раздел: лабораторные холодильные и морозильные шкафы с электронным управлением и взрывобезопасным внутренним объемом

Датчик температуры с отрицательным ТКС

В качестве дополнительного комплекта оборудования предлагается датчик температуры с отрицательным ТКС для регистрации температуры хранения. Данные о рабочей температуре могут быть считаны электронной системой или переданы на внешнюю систему документирования через встроенный интерфейс RS 485.



Интерфейсный преобразователь с программой регистрации данных

Специальный интерфейсный преобразователь с программой регистрации данных LTM позволяет вести централизованную регистрацию данных о температурных режимах и аварийных событиях в нескольких лабораторных шкафах, объединенных в единую сеть через последовательный интерфейс RS 485. В целом можно объединить в сеть до 20 лабораторных приборов с функцией централизованного мониторинга и регистрации параметров. В рамках дополнительной конфигурации системы информацию по аварийным сигналам и/или регулярные отчеты о состоянии системы можно направлять на макс. три электронных адреса. При помощи стандартного интерфейсного преобразователя возможно подключение объединенных в сеть устройств к персональному компьютеру через Wi-Fi или локальную сеть. Требования для установки программного обеспечения: ПК с операционной системой Windows®.



Замки специальные

Для защиты хранящейся продукции от несанкционированного доступа каждая модель лабораторного оборудования с электронным управлением по заказу пользователя может быть оснащена замками с 10 вариациями. При этом несколько устройств могут быть оснащены различными замками, что позволяет получить доступ к содержимому определенного прибора только компетентному персоналу.



Стеклянные полки

Для большего удобства и при необходимости для моделей LCexv, LKexv и LKUexv можно заказать дополнительные стеклянные полки. Полки, изготовленные из однослойного бесосколочного стекла, отвечают требованиям стандарта АТЕХ для холодильных шкафов с взрывобезопасным внутренним объемом и способны выдерживать нагрузку до 40 кг.



Аксессуары

Раздел: лабораторные холодильные и морозильные шкафы с электронным управлением и взрывобезопасным внутренним объемом

Соединительная рама

В качестве аксессуара мы предлагаем соединительную раму для комбинирования моделей LKUexv и LGUex, а также других малогабаритных моделей из серии LKUv. Это позволяет на малой площади размещать комбинации лабораторных холодильных и морозильных шкафов.

Шины роликовые и ножки регулируемые

Для упрощения и облегчения чистки модели можно дополнительно оснащать роликовыми направляющими высотой 30 мм или регулируемыми по высоте ножками. Высота ножек регулируется в пределах от 115 мм до 170 мм.

Защитная панель испарителя

Для дополнительной безопасности возможен монтаж специальной защитной панели для испарителя. Панель предотвращает возможное подмерзание чувствительных к холоду препаратов и веществ в случае непосредственного соприкосновения с испарителем.

Раздел: лабораторные холодильные шкафы с механическим управлением и взрывобезопасным внутренним объемом

Стеклянные полки


Для большего удобства и при необходимости для моделей LKexv можно заказать дополнительные стеклянные полки. Полки, изготовленные из однослойного безосколочного стекла, отвечают требованиям стандарта ATEX для холодильных приборов с взрывобезопасным внутренним объемом и способны выдерживать нагрузку до 40 кг.

Основание с роликами

В качестве аксессуара для моделей LKexv 5400, 3600 до 2600 предлагается комплект роликов, что расширяет возможности перемещения устройств внутри помещений.

Ножки регулируемые

Чтобы легко производить уборку под шкафами, для моделей LKexv 5400, 3600 до 2600 предусмотрен дополнительно комплект специальных высоких ножек. Высота ножек регулируется в пределах от 115 мм до 170 мм.



Замки специальные

Для защиты хранящейся продукции от несанкционированного доступа каждая модель лабораторного оборудования по заказу пользователя может быть оснащена замками с 10 вариациями. При этом несколько устройств могут быть оснащены различными замками, что позволяет получить доступ к содержимому определенного прибора только компетентному персоналу.

Раздел: лабораторные морозильные лари с температурой хранения до -45 °C

Датчик температуры с отрицательным ТКС


В качестве дополнительного комплекта оборудования для лабораторных морозильных ларей предлагается датчик температуры с отрицательным ТКС для регистрации температуры хранения. Данные о температуре веществ могут быть считаны электронной системой или переданы на внешнюю систему документирования через интерфейс RS 485.

Интерфейсный преобразователь с программой регистрации данных

Специальный интерфейсный преобразователь с программой регистрации данных LTM позволяет вести централизованную регистрацию данных о температурных режимах и аварийных событиях в нескольких лабораторных шкафах, объединенных в единую сеть через последовательный интерфейс RS 485. В целом можно объединить в сеть до 20 лабораторных устройств с функцией централизованного мониторинга и регистрации параметров. В рамках дополнительной конфигурации системы информацию по аварийным сигналам и/или регулярные отчеты о состоянии системы можно направлять на макс. три электронных адреса. При помощи стандартного интерфейсного преобразователя возможно подключение объединенных в сеть устройств к персональному компьютеру через Wi-Fi или локальную сеть. Требования для установки программного обеспечения: ПК с операционной системой Windows®.

Дополнительные корзины для ларей

Дополнительные корзины помогают упорядочить хранящиеся препараты и значительно упрощают их поиск внутри камеры.




Оборудование Liebherr для профессионального применения

Вы можете заказать у дилеров компании. Мы гарантируем высокое качество обслуживания и помощь в выборе модели!

Информация обо всех видах оборудования Liebherr представлена в наших основных каталогах.


Эта информация доступна у официальных дилеров в печатном виде и на веб-сайте home.liebherr.com в формате PDF.



Мобильные приложения и сообщества



Узнайте больше о правильном хранении продуктов, посетив наш ресурс о здоровом питании FreshMAG: blog.liebherr.com/holdilniki/ru



WineGuide App

Краткий обзор вин и их производителей плюс информация о хранении.

Оставайтесь в курсе новостей о холодильной технике Liebherr, подписавшись на наши страницы в социальных медиа:



/ LiebherrHolodilniki

/ LiebherrHausgeraete

socialmedia.home.liebherr.com



Чтобы проверить, доступно ли приложение для вашего устройства на платформах Apple, Android и т.д., используйте ссылку или QR-код: apps.home.liebherr.com