

## ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ CAPP



Дозаторы ecopipette изготовлены из перерабатываемых материалов, обеспечивающих длительный срок службы, и поставляются в упаковке из биоразлагаемого сырья.



### УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА CAPP ecopipette™:



- Регулятор объема с блокировкой, позволяющий сократить количество оборотов ручки на 50%
- Дисплей, полностью видимый во время ручных операций
- Легкое нажатие кнопки для аспирации и слива
- Единственная пипетка, подходящая для работы как с фиксированным, так и с переменным объемом
- Большая кнопка для легкого сброса наконечника
- Полностью автоклавируемый корпус пипетки (не требует разборки)
- Двойные уплотнительные кольца для оптимальной посадки наконечника
- Совместимость со всеми основными марками наконечников
- Прочная конструкция с металлическим посадочным конусом
- Минимальная вероятность поломки в результате случайного падения дозатора или при установке наконечника

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

### Стартовые наборы

| Кат. №    | Описание   |
|-----------|--|
| SK-03-E01 | Стартовый набор САРР есорipette: дозаторы С10-1 / С100-1 / С1000-1, стойка С-05, 3 штатива с наконечниками, 1 таймер |
| SK-03-E02 | Стартовый набор САРР есорipette: дозаторы С20-1/С200-1/  |
| SKE-03-XX | 3 дозатора на выбор, стойка, 3 штатива с наконечниками и 1 таймер  |

### Дозаторы механические с переменным объемом

| Кат. №   | Описание  | Погрешность  | Расхождение результатов | Цвет |
|----------|---|--------------|-------------------------|------|
| C02-1S   | Дозатор САРР, перем. объем 0.2-2 мкл – есорipette                     | 12.00 / 2.00 | 6.00 / 1.00             | ●    |
| C02-1    | Дозатор САРР, перемен. объем 0.2-2 мкл – есорipette (длина как С10-1) | 12.00 / 2.00 | 6.00 / 1.00             | ●    |
| C10-1    | Дозатор САРР, перем. объем 0.5 – 10 мкл – есорipette                  | 2.50 / 1.00  | 1.80 / 0.50             | ○    |
| C20-1    | Дозатор САРР, перем. объем 2-20 мкл – есорipette                      | 5.00 / 1.00  | 1.50 / 0.30             | ●    |
| C50-1    | Дозатор САРР, перем. объем 5-50 мкл – есорipette                      | 2.00 / 1.00  | 1.20 / 0.30             | ●    |
| C100-1   | Дозатор САРР, перем. объем 10-100 мкл – есорipette                    | 2.50 / 0.70  | 1.00 / 0.20             | ●    |
| C200-1   | Дозатор САРР, перем. объем 20-200 мкл – есорipette                    | 2.50 / 0.60  | 0.70 / 0.20             | ●    |
| C1000-1  | Дозатор САРР, перем. объем 100-1000 мкл – есорipette                  | 2.00 / 0.80  | 0.60 / 0.20             | ●    |
| C1000-1M | Дозатор САРР, перем. объем 100-1000 мкл с шагом 2 мкл – есорipette    | 2.00 / 0.80  | 0.60 / 0.20             | ●    |
| C5000-1  | Дозатор САРР, перем. объем 1-5 мл – есорipette                        | 1.20 / 0.60  | 0.30 / 0.15             | ●    |
| C5000-1M | Дозатор САРР, перем. объем 0.5-5 мл с шагом 10 мкл – есорipette       | 1.20 / 0.60  | 0.30 / 0.15             | ●    |
| C10000-1 | Дозатор САРР, перем. объем 1-10 мл – есорipette                       | 3.00 / 0.60  | 0.60 / 0.15             | ●    |

### Дозаторы механические с фиксированным объемом

| Кат. №        | Описание  | Погрешность | Расхождение результатов |
|---------------|---|-------------|-------------------------|
| C02-1S-001    | Дозатор САРР, фикс. объем 1 мкл – есорipette  | 2.50        | 1.80                    |
| C10-1-005     | Дозатор САРР, фикс. объем 5 мкл – есорipette  | 1.20        | 0.80                    |
| C10-1-010     | Дозатор САРР, фикс. объем 10 мкл – есорipette   | 1.00        | 0.50                    |
| C50-1-020     | Дозатор САРР, фикс. объем 20 мкл – есорipette   | 1.00        | 0.30                    |
| C50-1-025     | Дозатор САРР, фикс. объем 25 мкл – есорipette   | 0.80        | 0.35                    |
| C100-1-030    | Дозатор САРР, фикс. объем 30 мкл – есорipette   | 1.16        | 0.40                    |
| C100-1-050    | Дозатор САРР, фикс. объем 50 мкл – есорipette   | 1.00        | 0.30                    |
| C200-1-100    | Дозатор САРР, фикс. объем 100 мкл – есорipette  | 0.70        | 0.20                    |
| C200-1-200    | Дозатор САРР, фикс. объем 200 мкл – есорipette  | 0.60        | 0.20                    |
| C1000-1-500   | Дозатор САРР, фикс. объем 500 мкл – есорipette  | 0.80        | 0.15                    |
| C1000-1-1000  | Дозатор САРР, фикс. объем 1000 мкл – есорipette   | 0.80        | 0.20                    |
| C5000-1A-5000 | Дозатор САРР, фикс. объем 5000 мкл – есорipette   | 0.60        | 0.15                    |
| CXXX-1-YYY    | Другие пипетки с фиксированным объемом (xxx = макс. объем пипетки; ууу = необходимый объем) |             |                         |