

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ CAPPAero

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА И СБРОС НАКОНЕЧНИКА



CAPP

Необходимость сильного нажатия является основной причиной постоянных травм большого пальца от перенапряжения и вызывает дискомфорт пользователя при многоканальном пипетировании.

Уникальный механизм **многоканального дозатора CAPPAero96** значительно снижает нагрузку на большой палец. Сброс наконечника выполняется простым нажатием на кнопку.

Благодаря двойным уплотнительным кольцам на алюминиевых посадочных конусах для идеального закрепления наконечника достаточно лишь небольшого усилия.

Многоканальные дозаторы CAPPAero96 — одни из самых легких и эргономичных на рынке. Они обеспечивают стабильный и надежный перенос жидкости.

ИДЕАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ В МНОГОКАНАЛЬНОМ ФОРМАТЕ

Многоканальные модели CAPPAero96 гарантируют точность одноканальных дозаторов на всех каналах благодаря специальной конструкции поршня.

Невероятно прочный и полностью автоклавируемый корпус дозатора обеспечивает простоту обслуживания, а уникальный механизм CAPP с индивидуально заменяемыми конусами для наконечников снижает стоимость возможного ремонта.

Дозаторы оснащены металлическими посадочными конусами из анодированного алюминия, что значительно повышает их прочность при случайном падении и установке наконечников.

Внутренние детали, изготовленные из легких металлических компонентов, и поршни из нержавеющей стали обеспечивают надежность и стабильную точность. Продуманный и эргономичный дозатор создан для длительного использования.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ

CAPP – новатор в области производства многоканальных дозаторов на 16-, 24-, 32-, 48- и 64-канала. Серия продуктов **CAPPAero384** произвела революцию в этом сегменте рынка, радикально увеличив скорость передачи жидкости без повреждения емкости.

Каждый дозатор в семействе продуктов **CAPPAero384** изготовлен из лучших материалов и имеет четко выверенную конструкцию для получения точных и надежных результатов переноса жидкости. Благодаря прочным металлическим поршневым узлам **многоканальные дозаторы CAPPAero384** можно безопасно автоклавировать без необходимости разборки и постоянной калибровки.



Многоканальные дозаторы CAPPAero384 созданы для исследователей, которым требуется превосходное качество, надежность, воспроизводимость, доступность, скорость и точность в одном изделии.

Многоканальные дозаторы CAPPAero384 предназначены для широкого спектра применения, включая анализы ПЦР, кПЦР, микроматричный анализ и анализ MALDI-спектрометрии найдут применение в любой лаборатории, использующей 384-луночные микропланшеты.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Многоканальные дозаторы CAPPAero96

Кат. №	Описание	Погрешность	Расхождение результатов	Цвет
C10-8	CAPPAero 96 многоканальный дозатор, 8 каналов, 0,5-10 мкл	5.00 /2.00	3.60 /1.00	○
C20-8	CAPPAero 96 многоканальный дозатор, 8 каналов, 2-20 мкл	5.00 /2.00	3.60 /1.00	●
C50-8	CAPPAero 96 многоканальный дозатор, 8 каналов, 5-50 мкл	3.20 /1.40	1.60 /0.60	●
C100-8	CAPPAero 96 многоканальный дозатор, 8 каналов, 10-100 мкл	2.50 /1.30	1.20 /0.50	●
C200-8	CAPPAero 96 многоканальный дозатор, 8 каналов, 20-200 мкл	1.80 /1.20	0.80 /0.40	●
C300-8	CAPPAero 96 многоканальный дозатор, 8 каналов, 30-300 мкл	1.66 /1.40	0.60 /0.30	●
C10-12	CAPPAero 96 многоканальный дозатор, 12 каналов, 0,5-10 мкл	5.00 /2.00	3.60 /1.00	○
C20-12	CAPPAero 96 многоканальный дозатор, 12 каналов, 2-20 мкл	5.00 /2.00	3.60 /1.00	●
C50-12	CAPPAero 96 многоканальный дозатор, 12 каналов, 5-50 мкл	3.20 /1.40	1.60 /0.60	●
C100-12	CAPPAero 96 многоканальный дозатор, 12 каналов, 10-100 мкл	2.50 /1.30	1.20 /0.50	●
C200-12	CAPPAero 96 многоканальный дозатор, 12 каналов, 20-200 мкл	1.80 /1.20	0.80 /0.40	●
C300-12	CAPPAero 96 многоканальный дозатор, 12 каналов, 30-300 мкл	1.66 /1.40	0.60 /0.30	●